



Ficha técnica REF 88.80.39

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.80.39	pinza de coag bipolar peq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32684	GTIN	04046826307967
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	G888038
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Mango	PEEK (Polyetheretherketon)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		