





Ficha técnica REF 88.80.44

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Referencia | 88.80.44 | electr c punta ondulada 34cm p pinza de coag bipolar | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 47848 | GTIN | 04046826308018 |
| Clasificación | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-502 |
| Clasificación | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,069 | Manual de uso | G888038 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 34cm | Revestimiento | Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) PEEK (Polyetheretherketon) | | |