





## Ficha técnica REF 88.80.46

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.80.46	electr c punta ancho 34cm p pinza de coag bipolar	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826308032
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	G888038
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	34cm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4310 (X10CrNi18-8) PEEK (Polyetheretherketon )		