



Ficha técnica REF 88.90.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.90.20	Binner electrodo bipolar 18.5cm p cornete nasal	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826164089
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-579
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	G870002
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		