







Ficha técnica REF 88.90.25

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Referencia | 88.90.25 | bipolador ang 18.5cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 47848 | GTIN | 04046826164096 |
| Clasificación | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-579 |
| Clasificación | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,015 | Manual de uso | G870002 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | 18.5cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |