




Ficha técnica REF 88.90.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	88.90.40	Binner electrodo bipolar 30cm crv p laringe	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826164119
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-579
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	G870002
Latex free		Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		