






## Ficha técnica REF 91.05.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.05.00	endoscopio Ø 5.0mm 300mm 0°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189020
GMDN	12291	GTIN	04046826164935
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-291
Clasificación	5 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,325	Manual de uso	G776000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 5.0mm 300mm 0°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PEEK (Polyetheretherketon )		
Otro	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		