



Ficha técnica REF 91.05.44

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.05.44	Hasson cono p casco de trocar 11mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826308254
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-154
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso neto (kg)	0,094	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		