






Ficha técnica REF 91.06.30

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 91.06.30 | Roeder aplicador de asas Ø 5mm 14cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 32864 | GTIN | 04046826165178 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-172 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;04;ak;6M |
| Peso neto (kg) | 0,019 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | Ø 5mm 14cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Otro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |