







## Ficha técnica REF 91.06.36

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.06.36	jgo de dilatación de 5mm a 11mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37142	GTIN	04046826308261
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-254
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,114	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	5mm 11mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) SILIKON_MF670 (Silikon MF 670 70° Shore A)		