



Ficha técnica REF 91.10.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.10.10	liquido antiempano espray 15ml	
Unidad	unid.	Número de aduana	34025010
GMDN	45225	GTIN	04046826165208
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,055	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.02.11 (prospecto instrumentos p artroscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15ml	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
 25 °C			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		