






Ficha técnica REF 91.10.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.10.30	endoscopio Ø 10mm 310mm 30°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189020
GMDN	12291	GTIN	04046826165239
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-291
Clasificación	5 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,290	Manual de uso	G776000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 10mm 310mm 30°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PEEK (Polyetheretherketon)		
Otro	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		