



Ficha técnica REF 91.13.55

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.13.55	vaina de trocar automatica c fijación Ø 5.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165550
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,104	Manual de uso	G911310
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		