





## Ficha técnica REF 91.14.43

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.14.43	trocar de seguridad Ø 12.5mm punta triang c bloqueo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165666
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,149	Manual de uso	G911440
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 12.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		