





Ficha técnica REF 91.14.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.14.70	trocar c punta triang Ø 5.5mm 170mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165727
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5.5mm 170mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		