





## Ficha técnica REF 91.16.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.16.00	pieza de reducción p empujar de 12.5/11/10mm a 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826308346
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Clasificación	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G911040
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	12.5/11/10mm 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		