





Ficha técnica REF 91.16.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.16.11	vaina de reduccion de plastico de 11.0mm a 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165895
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Clasificación	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G911040
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11.0mm 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd))		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		