





Ficha técnica REF 91.18.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.18.10	cánula de inyección Ø 1.2mm vaina Ø 5mm 33cm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38824	GTIN	04046826166106
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,035	Manual de uso	G888005
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.2mm Ø 5mm 33cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		