





## Ficha técnica REF 91.18.24

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.18.24	mango c 2 valvulas trompeta p cánula de aspir/irrig	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826166144
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,213	Manual de uso	G888005
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		