






Ficha técnica REF 91.18.26

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.18.26	cánula de aspir/irrig Ø 10mm cambiable	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826166168
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	G888005
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 10mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		