





## Ficha técnica REF 91.60.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.60.02	tubo de aspiracion 2m autoclavable	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	2,000	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	451.03.82 (prospecto liposuction )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0m	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		