













## Ficha técnica REF 91.70.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.70.03	set de tubos desechable estéril p/10 p LS-i20+LS-i30	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826167202
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,904	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
  			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
 60 °C	 90 %	 1060 hPa	
	 700 hPa		 
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		