











Ficha técnica REF 91.70.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.70.30	bomba p infiltracion LS-i30 cpl	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826439989
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	4,552	Manual de uso	G917030
Latex free		Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
 60 °C	 90 %	 700 hPa	 1060 hPa
			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		