







Ficha técnica REF 91.75.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	91.75.15	tijera cmi crv 25cm Ø 5mm mango axial	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46421	GTIN	04046826167356
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-484
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,130	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	25cm Ø 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		