




Ficha técnica REF 92.10.29

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	92.10.29	telemando pedal p Servotronic EC100	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826167929
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	2,360	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		