



Ficha técnica REF 93.00.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.02	tubo mural 5m VipAir c conexion Aesculap/Draeger	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168056
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	1,000	Manual de uso	G930000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	5m	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		