






Ficha técnica REF 93.00.22

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.22	VipAir motor de aire comprimida c acopl intra	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168124
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-868
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		