





Ficha técnica REF 93.00.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.25	VipAir motor de trepano 950 U/min	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168131
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,700	Manual de uso	G930000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	950 U/min	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		