



## Ficha técnica REF 93.00.30

11.12.2025

| Datos generales                                                                               |                                   |                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                    | 93.00.30                          | craneotomo S                 |                |
| Unidad                                                                                        | unid.                             | Número de aduana             | 90189084       |
| GMDN                                                                                          | 44505                             | GTIN                         | 04046826168148 |
| Clasificación                                                                                 | 2a (EU MDD)                       | UMDNS-Code                   | 16-868         |
| Clasificación                                                                                 | 9 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                  |                |
| Peso neto (kg)                                                                                | 0,030                             | Manual de uso                | G930100        |
| Latex free                                                                                    | si                                | Instrucciones de preparación |                |
| <div></div>  |                                   |                              |                |
| Medicon medios                                                                                |                                   |                              |                |
| Imagen completa                                                                               |                                   | Imagen detallada             |                |
| <div></div> |                                   |                              |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                 |                                   |                              |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                        |                                   |                              |                |
| Material                                                                                      |                                   |                              |                |
|                                                                                               | N° de material (Denominación DIN) |                              |                |
| Cuerpo                                                                                        | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |                              |                |