





Ficha técnica REF 93.00.44

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.44	cabezal de trabajo rct L 60mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168186
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	60mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		