





## Ficha técnica REF 93.00.48

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.48	cabezal de trabajo rct XXL 100mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826378820
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	100mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		