





Ficha técnica REF 93.00.56

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.56	cabezal de trabajo 25° ang XXL 110mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168230
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	25° 110mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		