



## Ficha técnica REF 93.00.72

11.12.2025

| Datos generales                                                                     |                                   |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                          | 93.00.72                          | tubo lavadora 55mm p mango mediano |                |
| Unidad                                                                              | unid.                             | Número de aduana                   | 90189084       |
| GMDN                                                                                | 44505                             | GTIN                               | 04046826168254 |
| Clasificación                                                                       | 2a (EU MDD)                       | UMDNS-Code                         | 16-868         |
| Clasificación                                                                       | 6 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                        |                |
| Peso neto (kg)                                                                      | 0,001                             | Manual de uso                      |                |
| Latex free                                                                          | si                                | Instrucciones de preparación       | MPK03          |
|    |                                   |                                    |                |
| Medicon medios                                                                      |                                   |                                    |                |
| Imagen completa                                                                     |                                   | Imagen detallada                   |                |
|  |                                   |                                    |                |
| Medida                                                                              | 55mm                              | Revestimiento                      |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                       |                                   |                                    |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                              |                                   |                                    |                |
| Material                                                                            |                                   |                                    |                |
|                                                                                     | N° de material (Denominación DIN) |                                    |                |
| Cuerpo                                                                              | 1.4021 (X20Cr13)                  |                                    |                |