




Ficha técnica REF 93.00.78

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.78	tubo lavadora 115mm p mango XXL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168285
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	115mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		