







Ficha técnica REF 93.00.83

11.12.2025

Datos generales							
Referencia	93.00.83	caja p limpieza p sistema VipAir					
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084				
GMDN	12143	GTIN	04046826168308				
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142				
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8				
Peso neto (kg)	0,350	Manual de uso	GATDN00X				
Latex free	si	Instrucciones de preparación	--				
 							
Medicon medios							
Imagen completa		Imagen detallada					
							
<p>Condiciones de almacenamiento</p> <p>No se requieren condiciones especiales de conservación</p>							
<p>Material</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N° de material (Denominación DIN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuerpo</td> <td>1.4301 (X5CrNi18-10)</td> </tr> </tbody> </table>					N° de material (Denominación DIN)	Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)
	N° de material (Denominación DIN)						
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)						