



Ficha técnica REF 93.00.85

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.00.85	contenedor doble 502x239x102mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	12143	GTIN	04046826168315
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	5,052	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	502x239x102mm	Revestimiento	
--------	---------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	PPSU (Polyphenylsulfon)