



Ficha técnica REF 93.02.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	93.02.30	broca rosen M Ø 6.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36249	GTIN	04046826311131
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G930110
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
STERILE R			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 6.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
5 °C  30 °C  60 % 10 %   			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		