



Fiche technique REF 01.27.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	01.27.45	Manche de scalpel long mince 21.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000240
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-236
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,027	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	21.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4016 (X6Cr17) 1.4301 (X5CrNi18-10)		