



Fiche technique REF 01.97.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	01.97.02	Nagata poignée de couteau à modeler grand	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12245	GTIN	04046826001247
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-234
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,085	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)
----------------	--

Image principale	Image détaillée
	

Conditions de stockage	
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise	

Matériaux	
	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)