



Fiche technique REF 02.20.40

25.08.2026

Données générales			
Référence	02.20.40	Ciseaux à iris drt10.5cm Select	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826001551
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-488
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Vis	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		