



Fiche technique REF 02.40.10

25.08.2026

Données générales			
Référence	02.40.10	Lexer Baby Ciseaux drt10cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826001810
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-480
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Dimensions	10cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)