



Fiche technique REF 02.41.60

25.08.2026

Données générales			
Référence	02.41.60	Lexer Baby Ciseaux courbe10cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826001902
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-480
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,019	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.23 (prospectus medicut ciseaux)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		