



Fiche technique REF 03.39.95

25.08.2026

Données générales			
Référence	03.39.95	Resano paire de ciseaux opératoire Coudé vers le haut 25cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003227
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-480
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,117	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	25cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		