



Fiche technique REF 04.13.68

25.08.2026

Données générales			
Référence	04.13.68	Ragnell (Kilner) Ciseaux18cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003821
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-480
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,035	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.03.23 (prospectus medicut ciseaux)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		