



Fiche technique REF 05.21.45

03.06.2026

Données générales			
Référence	05.21.45	Ciseaux vasculaires poignée ronde 18cm 45° HM Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826005795
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 451.03.23 (prospectus medicut ciseaux)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm 45°	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		