



## Fiche technique REF 06.70.20

03.06.2026

| Données générales |                |                                   |                         |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Référence         | 06.70.20       | DeBaKey pince drt1.0mm 20cm AT Ti |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                     | 90189084                |
| GMDN              | 62466          | GTIN                              | 04046826008147          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS                        | 14-257                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Poids (kg)        | 0,028          | Mode d'emploi                     | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement      | MPK03-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.53 (catalogue cardio )<br>450.00.58 (catalogue neuro cranialis instr p la neurochir crânienne)<br>450.00.59 (catalogue neuro spinalis instr p la neurochir spinale)<br>451.04.41 (prospectus instr en titane p la chir cardiaque et vasc) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Image principale

## Image détaillée



|            |            |            |                                                                                             |
|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions | 1.0mm 20cm | Revêtement | Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en titane |
|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN)    |
|-------------------|-------------------------------------|
| Partie principale | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |