




Fiche technique REF 06.93.15

03.06.2026

Données générales			
Référence	06.93.15	DeBaKey pince angulé 1.8mm 15cm AT Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826008581
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-257
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,028	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 451.04.41 (prospectus instr en titane p la chir cardiaque et vasc)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.8mm 15cm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en titane
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		