






Fiche technique REF 09.15.16

11.12.2025

Données générales			
Référence	09.15.16	sonde cannelée16.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45018	GTIN	04046826010690
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Poids (kg)	0,008	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		