






Fiche technique REF 09.15.84

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|
| Référence | 09.15.84 | sonde cannelée courbe 14cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45018 | GTIN | 04046826010720 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-237 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Poids (kg) | 0,007 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 14cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4016 (X6Cr17) | | |