






Fiche technique REF 09.16.66

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|
| Référence | 09.16.66 | Nelaton sonde cannelée 16cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45018 | GTIN | 04046826010751 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-237 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Poids (kg) | 0,009 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 16cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |